

产品说明书

产品编号 **NBC-233707**
版本 **RN5.9**



品名	CHO细胞DNA含量测定国家标准品
规格	93.6 μ g/ml, 100 μ l/支
用途	用于荧光染色法和定量PCR法检测CHO细胞DNA残留量
成分	CHO细胞基因组DNA
外观	无色透明液体
使用方法	将标准品解冻、上下反复混匀后10000g以上离心2分钟,精确量取该标准物质后,用超纯水或TE缓冲液稀释到所需浓度后进行DNA残留量测定。该标准物质可分装后冻存于-70℃冰箱。避免反复冻融。
储存温度	-70℃
运输条件	干冰